



Описание Termex БНТИ-05-04-2К

БНТИ-05-04-2К Комплект приспособлений

Комплект приспособлений БНТИ-05-04-2К используется при определении предельной температуры фильтруемости на установке ПТФ в случае размещения ее измерительной ячейки в жидкостной бане БНТИ-05-04.

Использование этого комплекта позволяет быстро переставлять измерительную ячейку в рабочую ванну с более низкой температурой и, тем самым, соблюдать требования п. 6.1.10.3 ГОСТ Р 54269 и п. 6.1.10 ГОСТ EN 116 в части обеспечения перехода на более низкую температуру не более чем за 2 мин 30 с.

В комплект входит:

- 1 Крышка на два стакана - 2 шт.
- 2 Крышка - 4 шт.
- 3 Пробка резиновая №19 - 2 шт.
- 4 Втулка - 2 шт.
- 5 Кольцо пробковое изоляционное - 2 шт.
- 6 Стакан латунный - 2 шт.