



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

287 метод Б(для КРИО-ВИС-Т-06)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ГОСТ 20287 метод Б Комплект приспособле
ЗАКАЗ@ESKOMP.RU



Описание Термех ГОСТ 20287 метод Б(для КРИО-ВИС-Т-06)

ГОСТ 20287 метод Б Комплект приспособлений для КРИО-ВИС-Т-06

Комплект приспособлений:

- 1 Корзина - 1 шт.
- 2 Держатель правый - 1 шт.
- 3 Держатель левый - 1 шт.
- 4 Пробка резиновая №19 - 3 шт.
- 5 Пробка резиновая №40 - 2 шт.
- 6 Пробирка П-1-22-160 ТС с меткой 30 мм от дна- 2 шт.
- 7 Пробирка П-1-42-130 ТС - 2 шт.

Предназначен для размещения в жидкостных термостатах КРИО-ВИС-Т-06 или КРИО-ВИС-Т-06-01.

Используется при определении температуры застывания нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287 (метод Б).

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83