



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## Мультипараллельный концентратор MULTIVAP 8

Телефон в Москве  
+7 (495) 258-80-83

Телефон в Челябинске  
8 800 350-70-37

Центральный офис в Москве  
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



### Описание Agilent MULTIVAP 8

Multivap 8 от производителя LabTech увеличивает производительность лабораторий, не теряя качество и сохраняя низкую цену. Автоматическая система параллельного концентрирования может проводить упаривание образцов до определенного объема или до сухого состояния. Компактное решение для вашей лаборатории.

Вихревая поддувка азота для достижения максимальной эффективности. Расположение и направление продувки азотом можно регулировать в соответствии с размером чашки, концентрации и объемом образца.

- Операции видны через переднее окно с подсветкой. Образцы чашек не нужно вынимать, чтобы проверить остаточный объем.
- Концентрационная камера, включающая высокоэффективную систему эвакуации пара.
- Встроенный цифровой регулятор газа для управления потоком азота и скоростью испарения.
- Автоматическое определение конечной точки жидкости.
- Возможность установки до 8 сосудов объемом 50 и 200 мл.
- 8 инфракрасных датчиков для контроля уровня жидкости в каждом сосуде.
- Водяная баня с диапазоном регулирования температуры от окружающей среды до 100 °С.
- Встроенная система сигнализации при превышении давления в системе и при достижении низкого уровня жидкости для обеспечения безопасной работы.
- Интерфейс управления с помощью сенсорной цветной панели.

### Характеристики Agilent MULTIVAP 8

Требуемое давление азота, бар	от 2 до 6,8
Масса, кг	38
Габариты: (ДхШхВ), см	44х68х64 (с открытой крышкой)
	44х68х33 (с закрытой крышкой)
Питание	230 В, 50/60 Гц

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83