



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Мельница FOSS CM 290 Cemotec™

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Лабораторный измельчитель CM 290 Cemotec™ идеально подходит для подготовки образцов зерна и семян без потери влаги для БИК-анализа или эталонного анализа. Безопасность находится в центре внимания, а современный дизайн обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.

ФУНКЦИИ:

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПРОБЫ БЕЗ ПОТЕРИ ВЛАГИ

CM 290 Cemotec™ специально разработан для измельчения образцов зерна и семян без потери содержания влаги. Это превосходная мельница для всех типов подготовки проб, где требования к крупности и однородности размера частиц умеренные. CM 290 Cemotec™ можно использовать для сухих образцов и образцов с низким содержанием жира, до 15 % влаги и 10 % жира.

АКСЕССУАРЫ

- Стеклоянная бутылка для проб 350 мл 4 шт./уп. и 40 шт./уп.
- Проволочная щетка
- Щетка
- Шлифовальные диски

Характеристики Лабораторная мельница FOSS CM 290 Cemotec™

Параметры	Значение
Принцип измельчения	Два диска, один вращающийся, другой неподвижный.
Скорость измельчения/время	Прибл. 3 г/с
Размер частицы	Крупный помол
Требования к установке	
Источник питания	200–230 В, 50–60 Гц 115 В, 50–60 Гц
Потребляемая мощность	450 Вт
Вес нетто	21,3 кг
Размеры (Ш x Д x В)	167 x 385 x 350 мм