



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
СКОП (95) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51


РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Пи

Тел
эк

Тел
хр:

Ве



НАЗНАЧЕНИЕ ЭНДОСКОПА

Эндоскоп **testo 319** из фиброгоскопа позволяет проводить инспекции в труднодоступных местах, таких как воздуховоды, вентиляторы, станки и моторы и т.п. Диагностирование коррозии, износа деталей, состояния сварных швов и многое другое может проводиться легко, удобно и очень быстро с использованием эндоскопа. Гибкий testo 319 может помещаться в полости, высверленные отверстия и изгибы. Вы можете легко настроить фокус с использованием фокусирующего кольца. Таким образом, поврежденные участки могут быть осмотрены без необходимости в разборе агрегата. Высокая гибкость с радиусом наклона 50 мм; средняя гибкость или низкая гибкость; универсальное применение благодаря насадкам различной гибкости.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИБРОСКОПА TESTO 319

- Кол-во пикселей: 6,000
- Область обзора эндоскопии: 50 градусов
- Угол зрения: 45 градусов +/- 5 град.
- Мин. фокусное расстояние: 15 мм (фокус)
- Макс. фокусное расстояние: 150 мм (с подсветкой)
- Температура эксплуатации и хранения: -20 до +80 C
- Рабочая температура зонда: -20 до +80 C
- Диаметр зонда: 6.5 мм
- Длина зонда: 1247 мм +/- 6
- Макс. радиус наклона: 50 мм
- Источник подсветки: LED 2-х точечная подсветка
- Ресурс лампы: 50,000 ч
- Данные зонда: Наконечник зонда водонепроницаем до рукоятки. Краткосрочное сопротивление к силиконовым маслам, бензину, керосину. Масла или бензин должны быть немедленно вытерты насухо после измерения!
- Корпус: черный
- Тип батареи: 3 AA миньон 1.5 В
- Ресурс батареи: 4 ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Длина зонда мм	1247
Диаметр зонда мм	6
Максимальный радиус изгиба мм	50
Источник света	2-х точечная
Угол обзора	45 градусов
Температура хранения C°	-20 +80
Рабочая температура C°	-20 +80
Элемент питания	3 x AA
Ресурс батарей	4 ч
Вес кг	0.600

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЭНДОСКОПА TESTO 319

- технический гибкий эндоскоп Testo,
- гибкий зонд,
- магнитное крепление,
- держатель для зеркала,
- сумка для переноски,

- инструкция по эксплуатации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- двухканальный подсоединяемый шланг
- жесткий кейс для переноски эндоскопа с полным комплектом принадлежностей
- декарбонированная подсоединяемая трубка
- держатель «3-я рука» для двухканального шланга
- температурный зонд для двухканального шланга
- гибкая подсоединяемая трубка «S-образной формы»

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83