



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ла
тел



Описание Термех ЛБ-61

Лабораторные бани ЛБ
Водяные и масляные лабораторные бани с ваннами из нержавеющей стали

Рабочие температуры:

- для водяных бань — до +100 °С
- для масляных бань — до +200 °С

Стандартные модели с 1, 2, 3 или 6 рабочими местами Ø110 мм

Лабораторные бани ЛБ используются для решения задач термостатирования, не требующих высокой точности поддержания температуры и однородности температурного поля в рабочем объеме. Благодаря простоте конструкции, надежности и невысокой стоимости они находят широкое применение для термостатирования образцов и проб в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде.

Технические характеристики

Диапазон регулирования температуры, °С	
• водяные бани	Токр+5 ... +100 °С
• масляные бани	Токр+5 ... +200 °С
Нестабильность поддержания установленной температуры, °С	±1
Неоднородность температурного поля, °С	±0.5
Рекомендуемый теплоноситель:	
• для диапазона температур +20...+95 °С	вода дистиллированная
• для диапазона температур +20...+200 °С	ПМС-100
Потребляемая мощность, кВт, не более	02.май

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83